

# GRAFTEK

Chirurgie Pré-Implantaire





**Global D, fruit du rapprochement des sociétés SERF® (1973) et tekka® (2000), est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux, destinés aux chirurgies dentaire, maxillo-faciale et orthodontique.**



Fort d'un recul clinique et industriel **de plus de 15 ans en chirurgie maxillo-faciale**, Global D est aujourd'hui **leader français** dans cette spécialité.

Accompagnés de notre bureau d'études assurant à nos clients une évolution permanente, nous concevons en collaboration avec les chirurgiens des gammes de **produits innovants**.

Le cœur de notre mission est de contribuer à améliorer le travail des praticiens et d'optimiser la prise en charge des patients.

#### GRAFTEK

**GRAFTEK** est une gamme complète, dédiée à la chirurgie pré-implantaire. Il s'agit d'un large panel de vis autoforeuses se déclinant en plusieurs diamètres et de nombreuses longueurs.

Le type de vis est facilement identifiable grâce à un code couleur.



**Global D**

Partenaire de vos chirurgies

Global D - ZI de Sacuny - 118 av. Marcel Mérieux - 69530 Brignais - FRANCE  
tél. +33(0)4 78 56 97 00 - fax +33(0)4 78 56 01 63 - www.globald.com

Produits fabriqués  
**en France**

## Sommaire

### Les vis

Vis autoforeuses	4
Vis de compression autoforeuse	5

### L'ancillaire

Forets et axes	6
Tournevis et container	7

## La performance au service de votre expertise

### L'engagement de service

Parce que le patient est votre priorité.

Notre mission : mettre à votre disposition des solutions et une organisation destinées à faciliter votre quotidien. Pour la chirurgie maxillo-faciale, un système de prêt vous garantit la disponibilité du matériel pour vos interventions. Sur simple appel, nous prenons en charge la préparation, le conditionnement, la livraison et le retrait des produits, vous libérant ainsi des contraintes logistiques.

**Global D** s'adapte à votre pratique et vous garantit un service réactif.

Une réponse personnalisée : une équipe d'assistantes commerciales et administratives assure un accueil téléphonique, de 8h30 à 18h00, du lundi au vendredi.

Une garantie de réactivité : pour toute commande passée avant 16h00, **Global D** s'engage à vous livrer le lendemain entre 8h00 et 12h00.

### L'engagement produit

Parce que le produit doit être au service de votre pratique.


Dans chacune de nos gammes, nous vous proposons des dispositifs ergonomiques, adaptés à l'évolution de votre pratique. Tous nos produits colorisés par oxydation anodique sont facilement identifiables et offrent une garantie supplémentaire de sécurité pour le patient.

### L'engagement qualité

Parce que la satisfaction d'un client est l'affaire de tous.

A l'écoute et au service des praticiens, nos équipes engagent leur énergie à optimiser sans cesse les prestations, les procédures et les supports dans les différentes phases de nos activités, au-delà de la conformité aux normes réglementaires.

Afin de maintenir un niveau de performance maximum, nous avons choisi un organisme français, LNE/G-MED, pour délivrer la certification de notre système qualité et des produits présents dans nos gammes.



### Les vis : notre valeur ajoutée

- Filet autoforant
- Code couleur d'identification du diamètre
- Préhension axe/tête de vis assurée
- Bonne stabilité lors du vissage (même avec de l'angulation)

Les produits présentés sont des Dispositifs Médicaux et à ce titre sont porteurs du marquage CE conformément à la Directive 93/42/CEE. Il est possible que les dispositifs médicaux présentés ne soient pas disponibles à la vente dans tous les pays. Pour tout complément d'information veuillez contacter le service commercial de Global D.

Merci de consulter la notice d'instructions avant toute utilisation. En cas de doute veuillez-vous rapprocher du service commercial de Global D.

Les notices d'instructions peuvent dans certains cas être dématérialisées. Si tel est le cas un QR code et un lien URL sont présents sur l'étiquette du dispositif. Les notices sont néanmoins disponibles sur simple demande et sans frais supplémentaire sous un délai de 7 jours. La demande doit être effectuée à l'adresse suivante : [quality@globald.com](mailto:quality@globald.com).







Certification ISO 9001  
Certification ISO 13485  
CE 0459


Vis autoforeuse



Cruciforme

TITANE TA6V (grade 5, ISO 5832-3) Ø 1.2 - 1.5 et 2 mm

 Indication : apposition de greffons osseux.

	Diamètre Ø	Anodisation	Longueur L	Référence
 <p>échelle 2      échelle 4</p>	1.5 mm		4 mm	VA1.5KL4
			5 mm	VA1.5KL5
			6 mm	VA1.5KL6
			7 mm	VA1.5KL7
			9 mm	VA1.5KL9
			11 mm	VA1.5KL11
			13 mm	VA1.5KL13
 <p>échelle 2      échelle 4</p>	2 mm		4 mm	VA2KL4
			5 mm	VA2KL5
			6 mm	VA2KL6
			7 mm	VA2KL7
			9 mm	VA2KL9
			11 mm	VA2KL11
			13 mm	VA2KL13
			15 mm	VA2KL15
			17 mm	VA2KL17
19 mm	VA2KL19			

 Indication : fixation de membranes en chirurgie pré-implantaire.

	Diamètre Ø	Anodisation	Longueur L	Référence
 <p>échelle 2      échelle 4</p>	1.2 mm		4 mm	VA1.2KL4
			5 mm	VA1.2KL5
			6 mm	VA1.2KL6
			7 mm	VA1.2KL7
			8 mm	VA1.2KL8
			9 mm	VA1.2KL9
			10 mm	VA1.2KL10
			11 mm	VA1.2KL11
12 mm	VA1.2KL12			

 Les vis de Ø 1.2 mm ne sont pas recommandées pour l'apposition de greffons osseux.  
 Avant utilisation, lire attentivement les instructions présentes dans la notice fournie avec les dispositifs



Vis de compression autoforeuse

Cruciforme

TITANE TA6V (grade 5, ISO 5832-3) Ø 1.5 et 2 mm

 Indication : apposition de greffons osseux.  
 • Meilleure compression du greffon grâce à la partie cervicale de la vis non filetée.


	Diamètre Ø	Anodisation	Longueur L	Référence
 <p>échelle 2      échelle 4</p>	1.5 mm		9 mm	VCA1.5KL9
			11 mm	VCA1.5KL11
			13 mm	VCA1.5KL13

	Diamètre Ø	Anodisation	Longueur L	Référence
 <p>échelle 2      échelle 4</p>	2 mm		11 mm	VCA2KL11
			13 mm	VCA2KL13
			15 mm	VCA2KL15

 Les vis de compression sont une alternative aux vis classiques d'ostéosynthèse VA1.5KLx et VA2KLx pour l'apposition de greffons osseux.





## Forets et axes

### Forets pour greffon (FOG) pour pièce à main et contre-angle













■ greffon	Diamètre	Couleur	Longueur utile	Référence
	1.5 mm		12 mm	FOG1.5
	2 mm		12 mm	FOG2

- Les forets pour greffons sont dimensionnés aux diamètres des vis de façon à faciliter le passage de la vis à travers le greffon.
- Ils se distinguent des forets pour site receveur par une **double bague de même couleur**.

### Forets pour site receveur (FOS) pour pièce à main et contre-angle

■ site receveur	Diamètre	Couleur	Diamètre vis associée	Longueur utile	Référence
	0.8 mm		1.2 mm	9 mm	FOS0.8
	1.1 mm		1.5 mm et 2 mm	12 mm	FOS1.1


### Axes autorétentifs manuels ou pour contre-angle

	Tête échelle 2	Diamètre vis associée	Longueur	Référence
		1.2 mm 1.5 mm	axe long	ALT1K
		2 mm		ALT2K-2
		1.2 mm 1.5 mm	axe court	ACT1K
		2 mm		ACT2K-2
		1.2 mm 1.5 mm	axe extra court pour contre-angle	AXCT1K
		2 mm		AXCT2K-2

échelle 1

## Tournevis et container

### Manche mobile pour axe autorétentif

Description	Référence
 Global D	manche pour axe autorétentif
	MTM

- Grâce à une déformation de la tête de la vis, l'axe de tournevis prend et maintient la vis en position. L'ergonomie du manche permet un encombrement minimal. L'axe du tournevis peut être monté aussi bien sur le manche fourni que sur un contre-angle dentaire. Le kit standard ci-dessous contient le tournevis MTM.



### Composition du kit standard

- 1 container autoclavable (CAPI)
  - 1 manche de tournevis titane (MTM)
  - 1 précelle (PPG)
  - 1 axe cruciforme autorétentif (ACT1K)
- L'assortiment de vis est à configurer selon votre convenance.

- Notre container est commun à nos gammes de vis pour la chirurgie pré-implantaire et les ancrages orthodontiques (voir catalogue ANCOTEK).

## Domaines d'activités

---

Implantologie

Chirurgie pré-implantaire

Chirurgie orthognathique

Chirurgie reconstructrice

Chirurgie traumatologique de la face

Chirurgie carcinologique

Cranio-chirurgie

Orthodontie

Formation



**Global D**

Partenaire de vos chirurgies

---

ZI de Sacuny  
118 avenue Marcel Mérieux  
69530 Brignais  
France

tél. +33 (0)4 78 56 97 00

fax +33 (0)4 78 56 01 63

**[www.globald.com](http://www.globald.com)**

---

Une société du groupe MENIX